



Dynamic II
Aspirador cirúrgico elétrico

Aspirador cirúrgico elétrico



Aspirador cirúrgico elétrico Dynamic II



Modelo com frasco coletor de 2 l (garrafa) – 11-1212

Dynamic II Battery é um aparelho moderno e compacto próprio para a aspiração. Pode ser usado em consultórios, sanatórios e em casa. A bomba de ar a pistão garante um alto desempenho de sucção (20 l/min) e não requer manutenção. Com o regulador de vácuo pode-se regular o tamanho do vácuo no alcance de 0-80 kPa. O vacuômetro indica o valor atingido.

O frasco coletor em policarbonato (garrafa) de 0,5 l; 1 ou de 2 l com um dispositivo controla o preenchimento do filtro de aspiração, que não polui do ambiente, acompanha o frasco de sucção.

- Design inovador
- Alto desempenho em aspiração
- Pequeno e leve
- Fácil de usar
- Preço acessível



Modelo com frasco coletor de 0,5 l (garrafa) – 11-1210

Dynamic II

modelo com um frasco coletor de 0,5 l (garrafa)

número da ordem 11-1210

modelo com um frasco coletor de 1 l (garrafa)

número da ordem 11-1211

modelo com um frasco coletor de 2 l (garrafa)

número da ordem 11-1212

Acessórios do aspirador cirúrgico Dynamic II

Base móvel Dynamic II

número da ordem 510861

É necessário mencioná-lo no ato da compra. Por conseguinte pode ser instalado pelo produtor.

Parâmetros

Vácuo máximo

80kPa (605 mm Hg)

Dimensões (comprimento x altura x largura)

310 x 240 x 190 mm

Peso

4,3 kg

Frasco coletor (garrafa)

0,5 / 1 / 2 l

Voltagem

230 V / 50 - 60 Hz

Desempenho de aspiração

20 l/min, (aspiração interrompida – 20 min em funcionamento, 30 min em descanso)

Proteção dupla contra transbordamento (aspiração excessiva)

dispositivo de controle de transbordamento, filtro de sucção MSF

Garantia

1 ano

Filtro microbiológico de aspiração

O filtro de aspiração não polui o ambiente. É necessário trocá-lo após 24 horas, assim como os demais itens de uso descartável. Coloca-se no ingresso para iniciar a conexão do ciclo de aspiração no aparelho.

Filtro de aspiração MSF (20 itens / embalagem)

número da ordem: 271-022-001

